

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУССО «Краевой ЦСОН»

_____/О.А. Бабанская
«04» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

**Инструкция
по технике безопасности при работе на аппарате «терапевтические
выносные массажные электроды»
№31**

Меры безопасности

Терапевтический выносной массажный электрод нельзя использовать для лечения пациентов, имеющих имплантированные электронные устройства (например, кардиостимулятор) и для лечения пациентов с индивидуальной непереносимостью электрического тока.

Во время стимуляции не следует подключать пациента к какому-либо высокочастотному электрическому прибору, одновременное использование электрода и другого электрооборудования может привести к ожогам и, возможно, к повреждению электрода.

Внимание! Запрещается подключать электрод к любым другим устройствам, кроме аппаратов серий «ДЭНАС» и «ДиаДЭНС».

Внимание! Запрещается одновременное подключение двух и более электродов к одному аппарату.

Запрещается применять выносной зональный электрод в области прямой проекции сердца спереди.

Изделие не является водонепроницаемым. Оберегайте от попадания влаги.

Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии-изготовителе.

Условия транспортирования: температура от -50 до +500 С, относительная влажность воздуха от 30 до 93%, атмосферное давление от 70 до 106 кПа. Условия хранения: температура от -50 до +400 С, относительная влажность воздуха от 30 до 93%, атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

Условия эксплуатации: температура от 0 до +350 С, относительная влажность воздуха от 30 до 93%, атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

Если электрод хранился при температуре окружающего воздуха ниже 00 С, выдержите его при комнатной температуре не менее двух часов перед использованием.

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко