

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»
_____/О.А. Бабанская

«31» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

**Инструкция по технике безопасности
при работе на терапевтическом аппарате (кровать)
№ 32**

Меры безопасности

Использовать изделие нужно исключительно на ровной поверхности;

Ни в коем случае не дотрагивайтесь до внутреннего проектора кровати, это может причинить тяжелейшие глубокие ожоги;

Во время работы внутреннего проектора изделия лежать нужно максимально неподвижно;

Присоединять пульт дистанционного управления к кровати нужно перед тем, как присоединять сетевой шнур к розетке;

Разбирать, самостоятельно ремонтировать или модифицировать кровать – категорически запрещено

Запрещено применять при:

-Наличие тяжелых форм межпозвоночных грыж (речь идет об секвестрированных грыжах или грыжах, при которых возникает компрессия позвоночных артерий).

-Наличие миозитов (воспаление скелетных мышц спины в данном случае).

-Наличие сакроилеита (хроническое воспаление крестцово-подвздошных суставов).

-Врожденные аномалии или дефекты строения позвоночных сосудов или позвоночного столба (в том числе аппарат может быть противопоказан при полной аномалии Киммерле).

-Различные заболевания кожи: дерматиты, дерматозы, аллергические и аутоиммунные процессы, паразитарные инвазии.

-Наличие кожных повреждений (раны, порезы, швы после недавних операций).

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко